




# INNOCARE-S

A legkisebb hordozható betegőrző monitor 7" TFT LCD kijelzővel



## A legújabb technológia

- ▶ 7" színes TFT kijelző
- ▶ 5 megjelenített görbe
- ▶ 7 EKG elvezetés
- ▶ 72 órás trend tárolás
- ▶ Moduláris kiépítési lehetőség
- ▶ Kisméretű több csatornás mérőfej családdal
- ▶ Forgatógombos és érintő-képernyő vezérelt
- ▶ Menü-orientált kezelés
- ▶ Monitorozásnál úsztatott görbék
- ▶ Akkumulátoros üzemmód
- ▶ Egyszerű dokkolási lehetőség
- ▶ Felnőtt – csecsemő üzemmód
- ▶ InnoCare hálózatba kapcsolhatóság



## Hordozhatóság



Az InnoCare-S akkumulátorral 2-3 órán át üzemel, de külső akkumulátor modul használatával ez az idő kitolható. A készüléket a dokkoló egységnek köszönhetően egy mozdulattal a konzolhoz lehet rögzíteni, illetve onnan leemelni.

## Azonnali információk, könnyű kezelhetőség

A nagy fényerejű, és készülék méreteihez képest nagyméretű monitoron jól láthatóan rendelkezésre állnak az információk: monitorozott görbék, számszerű információk, trendek.

Az érintőképernyő és forgatógomb vezérelt menürendszer, pedig gyorsan és egyszerűen teszi hozzáférhetővé a sokrétű funkciókat.

Az InnoCare-S-sel többszintű, intelligens riasztás lehetséges. Minden mért/számított paraméter alsó, illetve felső értékére riasztás állítható be.

Az InnoCare-S-t kifejezetten transzport körülményekre tervezték, így a beteg monitorozása szállítás közben is teljes biztonsággal végezhető. A pehelykönnyű (kb. 1.3 Kg) és lapos kivitelnek köszönhetően, a készüléket akár a betegre is rá lehet tenni, vagy az akasztófül segítségével a hordágy szélére felakasztani.



## Trendek

Az InnoCare-S minden paraméter 1 perces átlagainak trendjét eltárolja. A képernyőn megosztható a kiválasztott trendek és az úsztatott görbék megjelenítése. Maximum 72 órás trend jeleníthető meg 2, 3, 6, 12, 24 órás intervallumokban. A trend cursor mozgatásával az elmúlt 72 óra bármely percének értékei leolvashatók a képernyőről.

## Műszaki adatok

### Jellemzők

- › méret kb. 200 x 200 x 100mm
- › súly: < 1.5 kg
- › akkuüzem kb. 2,5-3 óra
- › kijelző színes 7" TFT LCD monitor, úsztatott görbék
- › külső táplálás DC15V 18VA
- › működési hőmérséklet-tartomány 10-40°C
- › biztonsági megfelelés Class I, IEC601

### Mérőcsatornák

A kis külső szenzor családnak köszönhetően a monitor modulárisan konfigurálható.

### Alap mérő-szenzorral:

- › 7 EKG elvezetés: I, II, III, aVR, aVF, aVL, Vx (V1-V6) 5 elektródával
- › légzés impedancia elven EKG elektródákról
- › hőmérséklet YSI 400 kompatibilis bemenet
- › noninvasív vérnyomás - oszillometriás elvű
- › SpO2

### További mérő-szenzorokkal:

- › invazív vérnyomás (opcionális)
- › további hőmérséklet

### Számított paraméterek

- › szívfrekvencia: 20-300
- › légzésszám 3-150
- › temp 0-50°C
- › SpO2 50-100%
- › noninvasív systole/diastole/mean: 20-240 Hgmm
- › invazív Systole/diastole/mean (opcionálisan)

### Megjeleníthető görbék

- › egyidejűleg maximum 5 úsztatott görbe
- › EKG (I, II, III, aVR, aVF, aVL, Vx)
- › légzésgörbe
- › plethizmogram (SPO2-ről) vérnyomásgörbe
- › a görbék úsztatási sebessége: 12.5, 25, 50 mm/s

### Nyomatás

Külső hőnyomtatón, InnoCare C/C központon, vagy egy másik InnoCare-T monitor nyomtatóján

- › on-line görbe 12.5, 25, 50 mm/sec sebességgel
- › trendtáblázat
- › eltárolt eseménygörbe

### Tárolás

- › utolsó 100 esemény paramétereit, 20 esemény x 8 sec görbénként
- › 72 óra trend
- › utolsó 2 perc görbéi

### Összeköttetés:

InnoCare C/C központtal

A változtatásának jogát fenntartjuk!

## Innomed Medical

Orvostechnikai Fejlesztő és Gyártó Rt.

Cím: 1146 Budapest, Szabó József utca 12. › Tel.: 460-9200 › Fax: 460-9222

E-mail: [innomed@innomed.hu](mailto:innomed@innomed.hu) › Homepage: [www.innomed.hu](http://www.innomed.hu)



Minden márkanev és logo a megfelelő cég hivatalosan bejegyzett tulajdona. Minden jog fenntartva!